

CHEMOBIOGRAM: TESTE IN VITRO DE RESISTÊNCIA DO CÂNCER DE MAMA

ziel biosciences Helping Life Win

Martina Lichtenfels¹, Camila Alves da Silva¹, Caroline Brunetto de Farias¹, Alessandra Borba Anton de Souza², Antônio Luiz Frasson²

¹Ziel Bioscience Pesquisa, Desenvolvimento e Diagnóstico LTDA, Brasil, e ²Centro de Mama, Hospital São Lucas (PUCRS), Porto Alegre, RS, Brasil

Introdução


Resistência tumoral é a principal causa de falha no tratamento e é classificada em intrínseca e adquirida: intrínseca é relacionada a uma condição pré-existente e a adquirida é induzida por um fármaco. Alguns métodos para analisar resistência a fármacos já estão disponíveis no mundo, porém, no Brazil não existem testes validados para avaliar quimiorresistência in vitro.

Objetivo

Validar o teste de quimiorresistência *in vitro*, chemoresistance, para drogas utilizadas no tratamento do câncer de mama (CM). Resposta incomplete ao tratamento neoadjuvante foi utilizada para validar os resultados a curto prazo e tratamento adjuvante após neoadjuvância ou tumors de mama primários serão utilizados para validar o teste a longo prazo.

Métodos

- 1. Tecido a fresco são coletados durante a cirurgia
- 2. Tumor é dissoiado para obtenção das células tumorais
- 3. As células tumorais são cultivadas em placas de 96 poços com diferentes drogas utilizadas no tratamento do CM
- 4. Após 72h a viabilidade cellular é avaliada e classificada em resistência baixa (< 40%), intermediária (40-60%) e alta (> 60%)
- 5. O resultado do teste é comparado com a resposta clínica da paciente



Resultados

Para validação da técnica de dissociação e cultura primária foram utilizadas 6 amostras de pacientes com tumors *in situ* e invasores. Estas amostras não foram testadas no Chemobiogram

Tratamento hormonal neoadjuvante

Paciente 1: T2N0M0, RE+RP-HER2-, ki67 30% → Anastrazol

Resposta
parcial (20%)

Anastrazol

Paciente 2: T2N0M0, RE+RP+HER2-, ki67 30% → TMX Resposta parcial (35%)

↑ resistência ao

TMX

Quimioterapia neoadjuvante

Paciente 3: T2N1M0, RE+RP-HER2+, ki67 20% → ACTH

Resposta ↑ resistência ao incompleta ACTH

Paciente 4: T3N0M0, RE-RP-HER2-, ki67 50% → AC Progressão ↑ resistência :

↑ resistência ao AC

CT e <u>+</u> ao A

Paciente 5: T2N1M0, RE+RP-HER2-, ki67 60% → ACT Resposta incompleta

CM primário – Cirurgia upfront

3 pacientes: RE+RP+HER2- ↓ e ↑ resistência a hormônio terapia + e ↓ resistência a drogas citotóxicas

Acompanhamento a longo prazo para comparação com resposta clínica

Resistência intrínseca

Resistência

adquirida

Conclusão

Este resultado prelimiar apresenta a capacidade do Chemobriogram em demonstrar resistência as drogas em concordância com os resultados clínicos e evidencia a importância de testes de quimiorresistência *in vitro* para evitar o uso de tratamentos ineficientes, melhorando e personalizando o tratamento do cancer de mama.